

DIFRA AQUASTAR Wasserkaloristat



- Einfache Handhabung
- 4 vorwählbare Temperaturen
- Temperaturen frei programmierbar
- Ergonomischer Handgriff

DIFRA AQUASTAR Wasserkaloristat

Das Gerät AQUASTAR dient zur kalorischen Untersuchung des Gleichgewichtsorgans mit Wasser. Modernste Mikroprozessortechnik ermöglicht eine einfache Bedienung sowie ein hohes Maß an Genauigkeit und Patientensicherheit.



- Über einen Drehschalter kann die Reizdauer zwischen ∞; 40s; 60s; 80s; 100s oder 120s eingestellt werden. Die digitale Zeitsteuerung gibt beim Start und am Ende der Spülzeit ein akustisches Signal.
- Wenn der Griff angehoben wird, schaltet das digitale Display von der Temperaturanzeige auf die Anzeige der Zeitangabe um. Neun Sekunden später piept das Gerät und signalisiert, wann Sie mit der Stimulation beginnen sollten. Ein zweiter Piep-Ton signalisiert das Ende der Stimulation nach dem von Ihnen gewählten Zeitintervall.
- Mit einem zweiten Drehschalter kann die Reiztemperatur eingestellt werden. Zur Auswahl stehen 4 frei programmierbare Temperatureinstellungen (TA, TB, TC und TD) für Temperatureinstellungen von z.B. 20°C, 27°C, 30°C und 44°C, die über den separaten Einsteller „P“ programmiert werden können.

Netzspannung: 240V ± 10 % 50/60 Hz • Leistungsaufnahme: 1.500 W • Reiztemperaturen: 4 frei programmierbare Temperatureinstellungen: z.B. 20°C, 27°C; 30°C; 44°C • Temperaturgenauigkeit: ± 0.5°C
 Wasserdurchfluss: ca 300 ml / min. (bei der Reizung 1,3 bar) • Wasseranschluss: G 3/4" Außengewinde (Zufluss)
 G 1/2 " Außengewinde (Abfluss) • Abmessungen HxBxT (120x310x350mm) • Gewicht ca. 4.5kg • VDE Schutzklasse 1 • Schutzgrad B • Gerätesicherheit: IEC-601-1 & ICE-601-2 • CE nach MPG • Hersteller: DIFRA Instrumentation – Belgien •